


تصویر طبیعی



## درباره ما

تصویر طب تمرکز اصلی خود را ببروی ارائه دستگاه‌های دندانپزشکی دارد. این مجموعه دسترسی آسان به فن‌آوری‌های پیشرفته و راحلهای پزشکی را تسهیل نموده و راهکارهایی به ثبت رسیده ما مورد تأیید و حمایت کارشناسان و متخصصین قراردارد.


شرکت تصویر طب هامز به عنوان نماینده انحصاری شرکت ACTEON فرانسه و Belmont ژاپن با حفظ رویکرد، تمایل مستمر با مشتریان از طریق تسهیل ارائه محصولات و خدمات همراه با پایبندی به اصول، اخلاق حرفه‌ای، اهتمام بر ارائه تکنولوژی روز و معتبر دارد.

## چشم انداز

ارائه راهکارهای مشتری محور با بالاترین استانداردها موجب برتری و ایجاد ارزش برای همه ذینفعان خواهد بود. تحويل کالا پایان همکاری ما با مشتریان نیست بلکه چشم انداز ما این است که همواره ارائه دهنده ابزار و خدمات دندانپزشکی معتبر و با کیفیت برای متخصصان دندانپزشکی باشیم.

## ACTEON

کمپانی معتبر ACTEON فرانسه از سال 1980 در زمرة برترین و شناخته شده ترین تولیدکنندگان محصولات پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و تصویربرداری دندانپزشکی در اروپا می‌باشد. دستگاه رادیوگرافی DeGotzen در دهه اخیر نیز به گروه محصولات شرکت ACTEON ملحق گردید. این شرکت با رعایت کلیه استانداردهای جهانی موفق به دریافت استانداردهای FDA، CE، ISO 13485 برای کلیه محصولات خود شده است. در سال 2016، 49٪ از سهم بازار اروپا را از آن خود نمود و هم اکنون در 100 کشور دنیا نمایندگی فعال فروش و پشتیبانی دارد.




## BELMONT

کمپانی BELMONT ژاپن در سال 1921 تأسیس و طی یک قرن تمرکز بر تولید تجهیزات متنوع دندانپزشکی بسیار با کیفیت در زمرة یکی از معتبرترین تولیدکنندگان بین‌المللی قرار دارد. حضور متمادی در بازار بین‌المللی از طریق شعب دائمی از سال 1959 آیالات متحده آمریکا، 1966 کانادا، 1967 فرانسه، 1969 آلمان و 1972 بزریل و ...

جایگاه تثبیت شده BELMONT در گسترده تولید و ارائه محصولات پزشکی را تأیید و تمرکز بر تأمین نیاز پزشکان در تکامل محصولات نقش مؤثری داشته به گونه‌ای یونیت و دستگاه رادیوگرافی BELMONT از نظر کیفیت و امکانات به روز جایگاهی قابل اتكا در نظر دندانپزشکان برخوردار گردیده است.


## مشخصات دستگاه آر اوی جی

- رزولوشن واقعی 25 Lp/mm
- انتقال سریع تصویر با رزولوشن بالا با استفاده از تکنولوژی CMOS
- دارای قابلیت منحصر به فرد تکنولوژی ACE جهت جلوگیری از تابش اضافی اشعه و سوختن عکس
- قابلیت اتصال به نرم افزارهای مدیریت مطب و سازگار با همه تیوب های رادیوگرافی AC & DC
- نرم افزار User-friendly با فیلتر های مختلف جهت تشخیص بهتر (... ,Contrast ,sharpness , Brightness)
- نیاز به دوز اشعه بسیار پایین و دارای طول سیم مناسب 3.7 m
- کیفیت بالای تصاویر با اضافه شدن لایه Scintillator



## مشخصات دستگاه فسفر پلیت

- بالاترین کیفیت پلیت‌ها با رزولوشن 25Lp/mm
- دارای 100% سطح قابل استفاده در پلیت‌ها بدون نقطه کور
- چهار سایز پلیت به سایزهای صفر، یک، دو و سه (occlusal, bitewing, P.A, children)
- بالاترین کیفیت پلیت از لحاظ طول عمر
- قابلیت اتصال از طریق پورت شبکه به بیش از 10 مانیتور
- نیاز به دوز اشعه بسیار پایین (گاهاً تا 0/04 ثانیه)
- دارای مانیتور 3 اینچی برای جلوگیری از خطای اکسپوز
- دارای مدهای رنگی جهت سهولت کار (purple: scanning blue: available yellow: occupied)
- خواندن عکس کمتر از 2 ثانیه
- قابلیت اتصال به نرم افزارهای مدیریت مطب و سیستم‌های جامه پکس و ...
- سازگار با همه تیوب‌های رادیوگرافی AC & DC



**CLICK & SCAN!** : Save time with the new "Click and Scan" Concept of PSPIX, the simplest way to win efficiency.



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### System

Theoretical resolution ..... 20 lp /mm  
 Scan time(fast mode) ..... 1.6s\_2.7s  
 Scan time(high definition)....2.1s\_3.6s  
 Connection ..... Ethernet rj-45  
 Dimensions .....L.1154 x D.204 x H.193mm  
 Weight..... 2.6 KG  
 Opreating voltage .....100\_240v\_50\_60Hz

### MAC minimum confi grution require

Computer.....macbook pro13.3 or imack21.5  
 Oprating system..mac OS X Mavericks or later  
 RAM .....2GB  
 Ethernet board.....1 Gbps

### Imaging plates

Dimension IP Size 22\*35 ..... 0 mm  
 Dimension IP Size 24\*40 ..... 1 mm  
 Dimension IP Size 31\*41 ..... 2 mm  
 Dimension IP Size 27\*54 ..... 3 mm

### Windows minimum configuration required

Operating system..... windows 7 SPI  
 Processor.....core2duo\_3GHz  
 RAM .....2 GB  
 Hard disk .....250GB  
 Graphic card.....512MB RAM unshared memory

**OUTSTANDING PATIENT COMFORT**  
 With increased flexibility, the wireless ACTEON imaging plates provide the best comfort for your patients.  
 These imaging plates are available in a wide range of sizes: 0, 1, 2, 3, 4\*.

**ENHANCED IMAGE QUALITY**  
 PSPIX provides accurate, sharp and contrasted images to ensure reliable clinical diagnosis.

<b>Size 0</b>	<b>Size 1</b>
<b>Size 2</b>	<b>Size 3</b>
<b>Size 4</b>	

**SOFTWARE CAPABILITIES**  
 PSPIX is delivered with Sopro Imaging software, already acclaimed by thousands of users for its ergonomics.  
 PSPIX is compatible with MAC and Windows operating systems.

\*Computer reconstruction of size 4 image from two size 3 imaging plates.