



گروه خسرو مدیسا طب

یک چهارم قرن حضور  
در قلب صنعت سلامت کشور

Product Leaflet, 2022



- پک ارتوپدی
- پک چشمی
- پک دندانپزشکی
- پک قلبی
- پک آنژیوگرافی
- پک قلب باز
- پک بیس میکر
- پک هیپ
- پک آرتروسکوپی
- پک توتال نی
- پک دست
- پک شانه
- پک ورتیکال
- پک اندام تحتانی

- پک مغز و اعصاب
- پک سزارین
- پک زایمان طبیعی
- پک نوزاد
- پک کورتاژ
- پک IVF
- پک ستون فقرات (Spine)
- پک مغز و اعصاب (Head)

- پک اورولوژی
- پک لاپاراسکوپی
- پک سیستوسکوپی
- پک لاپاراتومی
- پک پروستات
- پک هموروئید
- پک لیتوتومی
- پک گوش و حلق و بینی
- پک رینوپلاستی



DISPOSABLE  
**SURGICAL**  
PACKS

ARYA TAJHIZ  
IBN SINA

**تولید کننده**  
پک های جراحی استریل، البسه بیمارستانی  
و ماسک های جراحی یکبار مصرف



☒ **ماسک جراحی سه لایه کش دار**

**Disposable Surgical Face Mask**

- دارای ۳ لایه محافظ تنفسی، شامل:
- ۲ لایه اسپان باند ۲۵ گرم
- ۱ لایه ملت بلون ۲۵ گرم
- ضد آلرژی

☒ **ماسک جراحی بند دار**

**Tie-On Surgical Mask**

- دارای ۳ لایه محافظ تنفسی، شامل:
- ۲ لایه اسپان باند ۲۵ گرم
- ۱ لایه ملت بلون ۲۵ گرم
- ضد آلرژی

☒ **ماسک سه بعدی**

**Protective 3D Face Mask**

- دارای ۵ لایه محافظ تنفسی، شامل:
- ۲ لایه اسپان باند ۲۵ گرم
- ۲ لایه ملت بلون ۲۵ گرم
- ۱ لایه اسپان باند ۲۵ گرم
- ضد آلرژی



## درباره ما

شرکت آریا تجهیز ابن سینا یکی از شرکت‌های گروه خسرو مدیسا طب با تکیه بر دانش و تخصص خود در سال ۱۳۹۳ اقدام به راه اندازی واحد تولید و تأمین انواع ماسک، پک‌های جراحی و پوشینه‌های یک بار مصرف بیمارستانی نموده است.

کارخانه شرکت آریا تجهیز مجهز به امکانات، تجهیزات، ماشین‌آلات و خطوط به روز استریل (اتیلن اکساید EO) و سالن‌های Clean Room واقع در شهرک صنعتی کاوه می‌باشد که با استفاده از برترین مواد اولیه منطبق با الزامات و استانداردهای بین‌المللی (GMP & ISO 13485) توانسته است در راستای خط مشی و رسالت خود متعهد به تولید و تأمین محصولات با کیفیت، ایمن و مطمئن مراکز درمانی و بیمارستانی باشد.