

اجزای تشکیل دهنده سرسوزن های قلم انسولین

سرسوزن قلم انسولین



دروپوش محافظت سرسوزن

- درپوش محافظت با چسبندگی قوی
- جهت اطمینان از استریل بودن
- دارای تاریخ انقضاض و اطلاعات لازم
- دارای کد رنگی برای شناسایی راحت محصول



Hub پیچ



Cannula کانولا



دروپوش درونی



محافظت کانولا

دارای کد رنگی برای شناسایی راحت محصول

دروپوش بیرونی



محافظت سرسوزن

سایزهای مختلف



BD Micro-Fine™ Plus

8mm سرسوزن

0,30mm (30G) x 8mm



BD Micro-Fine™ Plus

6mm سرسوزن

0,25mm (31G) x 6mm



BD Micro-Fine™ Plus

5mm سرسوزن

0,25mm (31G) x 5mm



BD Micro-Fine™ Plus

4mm سرسوزن

0,23mm (32G) x 4mm



BD

سرسوزن های قلم انسولین BD MICRO-FINE™ PLUS



BD

Advancing the
world of health



تزریق مطمئن و راحت انسولین

ویژگی های فنی کانولا

۱. سازگاری سر سوزن های Plus
با تمامی قلم های انسولین

۲. فن آوری Thin Wall

تزریق یکنواخت انسولین جهت جلوگیری از درد
ناشی از تجمع انسولین در زیر پوست

۳. جوش لیزری

جوش لیزر لوله استیل ضد زنگ پزشکی مطابق
با استانداردهای پزشکی جهت بهبود کیفیت
سطح سوزن

۴. فناوری تراش سه کانه

تسهیل ورود سوزن به پوست و تزریق راحت و
بدون درد با استفاده از فناوری تراش سه کانه

۵. مرحله سنگ زنی در فرایند تولید

با استفاده از فناوری منحصر به فرد،
زدودن پلیسه ها و براده ها از روی سطح سوزن و
ایجاد سطح صاف و صیقلی جهت تزریق راحت
و بدون درد

۶. الکتروپولیش

حذف کامل همه ذرات ریز و براده های فلزی از
روی سطح سوزن جهت جلوگیری از درد ناشی
از پارگی پوست در زمان تزریق

۷. مرحله روغنکاری سوزن

دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش
و درد تزریق



شرکت مدیسا
نوین پاییش

تلفن : ۰۶۰-۸۲۲۰۰۰ | ۰۶۰-۸۲۶۰۵۰۰
نما بر : ۰۶۰-۸۲۶۰۵۰۰ | ۰۶۰-۸۲۶۰۵۰۰