

اجزای تشکیل دهنده سرنگ انسولین



سرنگ انسولین BD Micro-Fine™ Plus



BD Micro-Fine™ Plus

0.5ml

0.30mm (30G) x 8mm
1 Unit increments



BD Micro-Fine™ Plus

1ml

0.25mm (31G) x 6mm
1 Unit increments



BD Micro-Fine™ Plus

0.5ml

0.25mm (31G) x 6mm
1 Unit increments



BD Micro-Fine™ Plus Demi

0.3ml

0.30mm (30G) x 8mm
2/1 Unit increments



BD Micro-Fine™ Plus

1ml

0.30mm (30G) x 8mm
1 Unit increments



BD

سرنگ انسولین

BD MICRO-FINE™ PLUS



Advancing the
world of health



تزریق مطمئن و راحت انسولین

ویژگی های فنی کانولا

۱. جوش لیزری

جوش لیزر لوله استیل ضد زنگ پزشکی، مطابق با استانداردهای پزشکی جهت بهبود کیفیت سطح سوزن



۲. فن آوری تراش سه گانه

تسهیل ورود سوزن به پوست و تزریق راحت و بدون درد با استفاده از فن آوری تراش سه گانه

۳. مرحله سنگ زنی در فرایند تولید

با استفاده از فن آوری منحصر به فرد، زدودن پلیسه ها و براده ها از روی سطح سوزن و ایجاد سطح صاف و صیقلی جهت تزریق راحت و بدون درد

۴. الکتروپولیش

حذف کامل همه ذرات ریز و براده های فلزی از روی سطح سوزن جهت جلوگیری از درد ناشی از پارگی پوست در زمان تزریق

۵. مرحله روغنکاری سوزن

دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق